

Reinraum Wischtücher ASPURE, Polyester / Nylon

Geteilte Fasern sorgen für einen sehr guten Reinigungseffekt.

- Gestrickt aus 80 % Polyester / 20 % Nylon
- Hitze geschnitten
- Doppelt verpackt
- Gewicht: 210 \pm 10 g/m²
- Dicke: 410 \pm 30 μ m
- Wasseraufnahmevermögen: >412,32 g/m²
- Reinstverpackung (Reinstwasserwäusche im Reinraum)

Dicke: 410 μ m
Gewicht: 210 g/m²
Reinraumklasse: ISO 5

Breite mm	Länge mm	Abmessungen (BxL)	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.
152	152	152 x 152 mm	Polyester/Nylon	100	4.663 626
229	229	229 x 229 mm	Polyester/Nylon	100	4.659 071