

Faltenbalg aus PTFE

Spannungsfreie Verbindung von Normschliff-Apparaturen; zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen; zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen; als Winkelversatz.

Aus PTFE, mit spitzen Falten, mit Dichtringen auf der Außenseite, Auslenkung bis zu 120° möglich.

Material: PTFE
Max. Temperaturbeständigkeit: 250 °C

Kern[e]	Hülse[n]	Länge mm	Menge pro VE	Bestell Nr.
NS14/23	NS14/23	90	1	9.012 161
NS29/32	NS29/32	120	1	9.012 163