

Handschuhboxen, PMMA/PE

Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas (PMMA), Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffslöchern und einem Paar Handschuhe GröÙe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Arbeitsraum inklusive zwei Schlauch-Anschlüssen zur Begasung und Belüftung sowie passenden Schlauchen. Handschuhbox ohne Schleuse mit 1 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC, 1 x 5 m Belüftungsschlauch aus PE, Handschuhbox mit Schleuse mit 2 x 5 m Begasungsschlauch aus PVC und 2x 5 m Belüftungsschlauch aus PE.

Handschuhbox mit Schleuse

Schleuse mit zwei Türen, Außen mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablet für Riegel bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte.

Typ	Abmessungen außen (B x T x H) mm	Gewicht kg	Menge pro VE	Bestell Nr.
Handschuhbox	890 x 600 x 700	14	1	6.267 157
Handschuhbox mit Schleuse	1210 x 600 x 700	20	1	6.258 807

Zubehör:
Handschuhe Antistatik für Handschuhboxen, EPDM
Handschuhe für Handschuhboxen, Naturkautschuk

Alternativen:
Mini-Handschuhbox, PMMA
Handschuhbox Pure, PMMA
Handschuhbox Air Stream, PMMA
Handschuhbox Vitrum, Borosilikatglas 3.3
Auto-Handschuhbox, PMMA/PE