

Teclu-Sicherheitsbrenner, Ms-Ni

Max. 1300°C, Nadelventil. Material Ms-Ni. **Thermo-Sicherheitselement** (Bimetall-Flammenfühler mit Magnetverschluss). Luftregulierung, Zündflamme/Sparflamme. Ein rutschfester Gummibelag unter dem Fuß; sorgt für einen absolut sicheren Stand.
Flammentemperatur: 1300 °C

Brennstoff	Höhe mm	Gasverbrauch g/h	Mit Luftregulierung	Mit Sparflamme	Menge pro VE	Bestell Nr.
Erdgas	180	120	Ja	Ja	1	9.018 388
Propan	180	180	Ja	Ja	1	9.018 389

Zubehör:
Gas-Sicherheitsschläuche, Gummi
Gas-Sicherheitsschlauch, Gummi, ohne Armierung
Gasanzünder
Gasanzünder Clipper

Alternativen:
Teclubrenner, Ms-Ni