

# Gas-Sicherheitsschlauch, Gummi, ohne Armierung

Nach DIN 30664 Teil 1. Ohne Ummantelung. Anschlussleitung zur Verbindung zwischen Sicherheits-Gas-Anschlussarmatur nach DIN 3383-4 und Gasbrenner f&uuml;r Laboratorien nach DIN 30665 Teil 1. F&uuml;r alle Gase nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260, f&uuml;r Dr&uuml;cke bis 100 mbar und Temperaturen bis 70 &deg;C. Installation nach DVGW-TRGI 2008 und DVGW-Arbeitsblatt G 621.

DVGW-Reg.-Nr. NG-4607AU2362. Abgabe in Metern.  
Wandstärke: 2 mm  
Temperaturbeständigkeit: 70 &deg;C  
Max. Abgabelänge: 40 m  
Farbe: rot  
Material: Chloropren

Ø innen mm	Ø außen mm	Shore-Härte	Max. Temperatur- beständigkeit °C	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	14	60 A	70	1	9.018 970

Alternativen:  
Gas-Sicherheitsschläuche, Gummi