

Trichter-Durchflusszelle für Refraktometer-Serie RFM300

Die Trichter-Durchflusszelle ermöglicht eine halb- oder vollautomatische Probenapplikation und Prismenwätsche. Ideal für große Probenmengen.

- Bietet eine Inline-Konfiguration für mehrere Instrumente mit Aromen, Düften und Essenzen
- Auto-Sampler-Konnektivität
- Eliminiert Verdunstung - minimiert das Risiko, flüchtigen Proben ausgesetzt zu werden

Beschreibung	Menge pro VE	Bestell Nr.
Trichter-Durchflusszelle Ø 100 mm	1	4.694 499