

Sicherheitsspritzflaschen VITsafe®; mit Aufdruck, Enghals, PP/LDPE

Flasche aus LDPE bzw. PP, Spritzrohr aus PP. Mehr Sicherheit durch die dauerhafte Sicherheitsbedruckung entsprechend Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (GHS), sowie mit allen wichtigen Informationen wie: Stoffbezeichnung in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, Chemische Summenformel, CAS-Nummer, Gefahrenpiktogramm, Signalwort, Gefahrenhinweise H-Sätze, Sicherheitshinweise P-Sätze sowie NFPA-Code. Praktischer Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss. Praktisch kein Auslaufen oder Nachtropfen durch den VENT-CAP Schraubverschluss, der den Aufbau von statischem Überdruck fast vollständig verhindert.

Aufdruck Sprachen:

DE/UK/FR/ES

Aufdruck Text	Nennvolumen ml	Gewinde	Farbe Verschluss	Material	Material Verschluss	Menge pro VE	Bestell Nr.
Aceton	250	GL 25	rot	PP	PP	1	9.223 345
Aceton	500	GL 25	rot	PP	PP	1	9.223 351
Aceton	1000	GL 32	rot	PP	PP	1	9.223 360
Acetonitril	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	7.058 640
Destilliertes Wasser	250	GL 25	blau	LDPE	PP	1	9.223 340
Destilliertes Wasser	500	GL 25	blau	LDPE	PP	1	9.223 346
Destilliertes Wasser	1000	GL 32	rot	LDPE	PP	1	9.223 355
Ethanol	250	GL 25	orange	LDPE	PP	1	9.223 344
Ethanol	500	GL 25	orange	LDPE	PP	1	9.223 350
Ethanol	1000	GL 32	rot	LDPE	PP	1	9.223 359
Ethylacetat	250	GL 25	rot	LDPE	PP	1	9.223 343
Ethylacetat	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	9.223 349
Ethylacetat	1000	GL 32	rot	LDPE	PP	1	9.223 358
Essigsäure	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	7.079 737
Isopropanol	250	GL 25	gelb	LDPE	PP	1	9.223 342
Isopropanol	500	GL 25	gelb	LDPE	PP	1	9.223 348
Isopropanol	1000	GL 32	rot	LDPE	PP	1	9.223 357
Methanol	250	GL 25	grün	LDPE	PP	1	9.223 341
Methanol	500	GL 25	grün	LDPE	PP	1	9.223 347
Methanol	1000	GL 32	rot	LDPE	PP	1	9.223 356
Methylenchlorid	500	GL 25	transparent	LDPE	PP	1	7.078 722
Methylethylketon (MEK)	500	GL 25	rot	PP	PP	1	9.223 354
N,N-Dimethylformamid	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	6.401 458
Xylol	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	7.087 939
i-Hexan	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	7.009 310
Heptan	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	6.073 505
Tetrahydrofuran (THF)	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	7.087 940
Toluol	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	7.087 938
Pentan	500	GL 25	rot	LDPE	PP	1	6.242 784

Alternativen:

Sicherheitsspritzflaschen VITsafe™ mit Aufdruck, Weithals, PP/LDPE