

Einwegpinzette, PS, detektierbar

Blau. Für präzise Laborarbeiten, wie das Greifen und Halten kleiner Gegenstände, beispielsweise feine Gewebe, kleine Objekte oder feste Proben. Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Produkte einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Somit können diese Produkte über die üblichen Systeme zur Fremdkörperkontrolle aussortiert werden.

- Geriffelte Griffe
- Steril
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Lebensmittelgeeignet

Länge: 130 mm
Material: PS
Steril: Ja

Ausführung	Spitzenform	Innenseite Spitzen	Farbe	Lebensmittelgeeignet	Menge pro VE	Bestell Nr.
abgewinkelt	fein	glatt	blau	Ja	100	6.312 050
gerade	spitz	geriffelt	blau	Ja	100	6.312 051
	breit-stumpf	glatt	blau	Ja	100	6.312 052

Alternativen:

Einmal-Pinzetten, PS, blau
Einweg-Pinzetten, PS