

# Stickstoff-Vorlagen (Schlenk-Rohre), DURAN<sup>®</sup>-Rohr, mit Kernschliff

Hergestellt aus DURAN<sup>®</sup>-Rohr. Mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn.

Material Hahn:

PTFE-Ventilspindel

Bohrung:

2,5 mm

Nennvolumen ml	Kern[e]	Material	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	NS14/23	DURAN <sup>®</sup> -Rohr	1	4.671 375
25	NS14/23	DURAN <sup>®</sup> -Rohr	1	6.265 788
50	NS14/23	DURAN <sup>®</sup> -Rohr	1	6.257 024
100	NS14/23	DURAN <sup>®</sup> -Rohr	1	4.671 376
250	NS14/23	DURAN <sup>®</sup> -Rohr	1	4.671 377