

# Einweg-Probennehmer f&uuml;r Feststoffe, HDPE, DispoPicker

F&uuml;r Querschnittsproben von Pulver und kleink&ouml;rningem Sch&uuml;ttgut. Mit geschlossener Spitze.

Material:

HDPE

Nennvolumen ml	Ø mm	Länge mm	Steril	Lebensmittelgeeignet	Einweg	Menge pro VE	Bestell Nr.
60	21	300	Ja	Ja	Ja	20	6.282 455
60	21	300	Nein	Ja	Ja	20	6.282 454
100	21	500	Ja	Ja	Ja	20	6.282 457
100	21	500	Nein	Ja	Ja	20	6.282 456