

Niveau-/Kühlhl-Set für Wasserbad der PURA®; und Schmelzhl-Set

Das Niveau-/Kühlhl-Set kann sowohl zur Konstanthaltung des Wasserspiegels, als auch zur Gegenüberstellung für Temperieraufgaben nahe Umgebungstemperatur eingesetzt werden. Dem Wasserbad wird dafür kontinuierlich kaltes Leitungswasser zugeführt, gleichzeitig fließendes erwärmtes Wasser über den Ablauf ab.

Beschreibung	Für	Menge pro VE	Bestell Nr.
Niveau-/Kühlhl-Set	PURA®; 10, 14, 22, 30/SW 22, 23	1	9.906 402