

Einmal-Pinzetten, PS, blau

Für präzise Laborarbeiten, für das Greifen und Halten kleiner Gegenstände. Die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, sind bei der visuellen Kontrolle sehr schnell und leicht zu erkennen.

- Geriffelten Griffe
- Steril
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Lebensmittelgeeignet

Länge: 130 mm
Material: PS
Steril: Ja

Ausführung	Spitzenform	Innenseite Spitzen	Farbe	Lebensmittelgeeignet	Menge pro VE	Bestell Nr.
abgewinkelt	spitz-fein	glatt	blau	Ja	100	4.670 765
gerade	spitz	geriffelt	blau	Ja	100	4.670 766
	breit-stumpf	glatt	blau	Ja	100	4.670 767

Alternativen:
Einweg-Pinzetten, PS
Einwegpinzette, PS, detektierbar