

Dispergiersystem ULTRA-TURRAX^{®reg}: Tube Drive P control Workstation

Lieferumfang: Gerät, 1 x ST-20 Mischgefäßß, 1 x DT-20 Dispergiergefäßß, 2 x BMT-20 G / S Mischgefäßß mit Glaskugeln/Edelstahlkugel, Entnahmehaken, Kunststoffschlauch für den Abfluss, USB Kabel, Netzteil

Drehzahl: 400 ... 8.000 1/min
Max. Viskosität: 5000 mPa·s
Geräuschpegel: 50 db(A)
Anzeige: Digital
Mit Timer: Ja
Schnittstellen: USB
Abmessungen (BxTxH): 122 x 178 x 54 mm
Gewicht: 1,3 kg
Nennleistung: 36 W
Steckertyp: EU/UK/US/AUS
Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP): IP 20

Typ	Min. Drehzahl 1/min	Max. Drehzahl 1/min	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art Hilfsenergie	Menge pro VE
Tube Drive P control Workstation	400	8000	122	178	54	Netzanschluss	1

Zubehör:
Mischgefäße für Dispergiersystem ULTRA-TURRAX[®] Tube Drive P control
Mischgefäße für Dispergiersystem ULTRA-TURRAX[®] Tube Drive

Alternativen:
Dispergiersystem ULTRA-TURRAX[®] Tube Drive
Dispergiersystem ULTRA-TURRAX[®] Tube Drive P control