

Einweg-Trichter, Bio PE, weiß;

- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Mit Aufhängese und Entlüftungsrippen
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Lebensmittelgeeignet
- Einzeln verpackt und optional sterilisiert

Material: PE
Verpackungsart: Einzeln verpackt

Ø Trichter mm	Ø Stiel mm	Steril	Farbe	Menge pro VE	Bestell Nr.
100	10	Nein	weiß;	10	4.684 552
100	10	Ja	weiß;	10	4.684 553

Alternativen:
Einweg-Trichter, PS, blau
Einweg-Trichter, PS, blau, detektierbar
Einweg-Trichter, PS, weiß