

# Laborschalen-LaboPlast<sup>&reg;</sup> Set gro&szlig;, PP

PP, wei&szlig;. Allzweckschale. Mechanisch belastbar, bruchstabil, stabil, stapelbar und hygienisch. F&uuml;r Lebensmittel geeignet. Leicht zu reinigen. Best&uuml;ndig gegen viele S&uuml;uren und Laugen. Kr&uuml;ftig abgerundeter Rand. Gl&uuml;nzend polierte Oberfl&uuml;che. Im Spritzgussverfahren hergestellt.

Je eine Schale mit Innenabmessung 130 x 180, 180 x 240, 240 x 300, 300 x 400, 400 x 500 und 500 x 700 mm.

Farbe	Material	Stapelbar	Mit Rand	Lebensmittelgeeignet	Menge pro VE	Bestell Nr.
wei&szlig;	PP	Ja	Ja	Ja	1	9.200 210

Alternativen:  
Laborschalen LaboPlast<sup>&reg;</sup>, PP