

# Chromatographie-Säulen, mit Bördelrand, DURAN®-Rohr

Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit PTFE-Kugeln und  
Hahnsicherung. Einstiche über dem Hahn zum Auflegen eines Wattebausches.  
Material: DURAN®-Rohr  
Mit Hahn: Ja  
Material Hahn: PTFE-Kugeln

Nennvolumen ml	Ø mm	Länge mm	Abmessungen (ØxL)	Mit Bördelrand	Menge pro VE	Bestell Nr.
15	10	200	10 x 200 mm	Ja	1	6.236 869
35	15	200	15 x 200 mm	Ja	1	6.204 503
125	20	400	20 x 400 mm	Ja	1	6.204 838
430	30	600	30 x 600 mm	Ja	1	6.231 673
1000	40	800	40 x 800 mm	Ja	1	6.231 674

Alternativen:  
Chromatographie-Säulen, mit Bördelrand und PTFE-Hahn, DURAN®-Rohr