

# Erlenmeyerkolben mit Normschliff, DURAN<sup>®</sup>

Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens, mit Beschriftungsfeld.

Norm: DIN EN ISO 4797

Nennvolumen ml	Ø Boden mm	Schliffgröße	Menge pro VE	Bestell Nr.
10	42	NS14/23	1	6.200 447
25	42	NS14/23	1	9.012 001
25	42	NS19/26	1	7.019 150
50	51	NS14/23	1	9.012 002
50	51	NS19/26	1	6.900 839
50	51	NS24/29	1	7.019 155
50	51	NS29/32	1	9.012 012
100	64	NS14/23	1	9.012 003
100	64	NS19/26	1	6.200 676
100	64	NS24/29	1	7.019 156
100	64	NS29/32	1	9.012 013
200	79	NS24/29	1	7.019 164
200	79	NS29/32	1	9.012 017
250	85	NS19/26	1	6.900 834
250	85	NS24/29	1	6.200 677
250	85	NS29/32	1	9.012 014
250	85	NS45/40	1	9.012 006
300	87	NS19/26	1	7.019 163
300	87	NS24/29	1	7.070 022
300	87	NS29/32	1	9.012 018
300	87	NS45/40	1	9.012 007
500	105	NS24/29	1	7.400 404
500	105	NS29/32	1	9.012 015
500	105	NS45/40	1	9.012 008
1000	131	NS29/32	1	9.012 016
1000	131	NS45/40	1	9.012 009
2000	166	NS29/32	1	9.012 019
2000	166	NS45/40	1	9.012 010
3000	185	NS45/40	1	6.900 828
5000	223	NS45/40	1	7.607 913